


primo

Sistema di acquisizione per diagnostica radiografica
con detettori Flat Panel fissi e/o wireless



primo & primo R sono sistemi digitali DR completi, integrati o integrabili in diagnostiche radiografiche fisse, nuove o già esistenti da aggiornare con la tecnologia dei detettori Flat Panel.

primo è la versione indipendente dal generatore RX esistente (add-on)



primo R è la versione con generatore RX completamente integrato.

La consolle è visualizzata sul monitor Touch Screen 22" LCD wide



DETETTORE	2430EZ	3543EZ	Rad 4343
Dimensione pixel	148µm	148µm	148µm
Matrice immagine	1500x1920pixel	2400x2880pixel	2880x2881pixel
Dimensione	327x267x15,6mm	385x459x15,5mm	500 x 490 x45,5mm

Procedure Avanzate: Stitching

- Pannello wireless robusto in soli 2.8Kg di peso (35x43)
- Ergonomia estrema, esecuzione dell'esame in pochissimi "Touch".
- Gestione multi rivelatori DR, wireless formato cassetta. e/o fissi
- Immagini immediate ed ottimizzate in funzione della procedura richiesta.
- Connettività totale con sistemi RIS-PACS
- Apparecchiatura realizzata per supporto tecnico completamente in tele assistenza



APPLICAZIONE TECNOLOGIE SPECIALI SRL
 Via A. Volta, 10 – 24060 TORRE DE' ROVERI (BG) - ITALY
 Tel +39.035584311 – Fax +39.035580220
 e-mail : sales@atsmed.it - www.atsmed.it