

# *lem plus iC*

*Stativo pensile a soffitto*





Lem Plus iC è lo stativo pensile a soffitto progettato per garantire una perfetta integrazione con la sala radiografica Moviplan iC.

Elemento contraddistintivo del Lem Plus iC è l'intuitiva interfaccia grafica utente touch screen, grazie alla quale l'operatore ha il controllo immediato dei principali parametri del sistema. Le maniglie ergonomiche con integrati i pulsanti di attivazione dei movimenti consentono un posizionamento rapido, agevole e preciso dello stativo pensile, mentre le ampie corse laterali e verticale permettono la copertura completa della sala d'esame.

Nella configurazione con il tavolo Moviplan iC e il nuovo Lem Plus iC, Villa SM offre una sala radiografica moderna e altamente efficiente, in grado di incrementare la produttività di qualsiasi dipartimento radiologico grazie alla massima flessibilità e funzionalità del sistema.

#### Caratteristiche principali

- Movimenti sui tre assi e rotazione del tubo radiogeno motorizzati per un controllo preciso e semplice del pensile.
- Funzioni di Auto-tracking per avere sempre allineati tubo e recettore d'immagine.

- Funzione di Auto-positioning per un posizionamento rapido e automatico secondo la procedura di esame da eseguire. È comunque possibile il controllo completamente manuale di tutti i movimenti del pensile.
- Funzione di Stitching automatica per ricomporre ampi distretti anatomici in un'unica immagine.

Lem Plus iC rappresenta un perfetto complemento della sala radiografica Moviplan iC per tutti i dipartimenti di radiologia e pronto soccorso.

Dati tecnici	Lem Plus iC
Dimensioni rotaie	4400 x 3000 mm
Movimento longitudinale	3260 mm
Movimento trasversale	2020 mm
Movimento verticale	1800 mm
Rotazione tubo sull'asse verticale	+200°/-135°
Rotazione tubo sull'asse orizzontale	+120°/-210°

Villa Sistemi Medicali Spa

Via delle Azalee, 3 - 20090 Buccinasco - Italy  
Tel. +39 02 48859.1 - Fax +39 02 4881.844  
vsminfo@villasm.com - www.villasm.com

