

Raybow T dR

Unità radiografica mobile motorizzata con colonna telescopica



EASY MOVING



SISTEMA COMPATTO ED ESTREMAMENTE MANEGGEVOLE
MOVIMENTI FLUIDI E PRECISI IN OGNI SITUAZIONE
DISPONIBILE IN NUMEROSE VERSIONI E CONFIGURAZIONI
VERSATILE E OTTIMALE PER OGNI ESIGENZA DIAGNOSTICA
ELEVATA VISIBILITA' IN FASE OPERATIVA E NEL TRASPORTO



ECCELLENZA E PERFEZIONE



PROGETTATO PER LA MASSIMA VISIBILITA'



Grazie alla colonna telescopica e ad un design ergonomico il sistema permette una visuale massima in ogni situazione. Gli operatori sono in grado di accedere a qualsiasi locale ospedaliero in sicurezza e comodità: pronto soccorso, terapia intensiva, sala operatoria, pediatria e reparti di degenza.

POTENZA AL TOP PER OGNI ESIGENZA DIAGNOSTICA



Ampia gamma di generatori RX (20-32-40 e 50kW) per soddisfare ogni esigenza diagnostica. La gestione dei parametri radiologici, delle tecniche di acquisizione e visualizzazione delle immagini avvengono attraverso un ampio display touch screen con interfaccia utilizzatore semplice ed intuitiva.

FACILE MOBILITA' E POSIZIONAMENTO



Il posizionamento è semplice e preciso in ogni situazione operativa. La grande estensione dei movimenti e la rotazione del tubo RX ottimizzano il flusso di lavoro in ogni specifica tipologia diagnostica.

ALTA CONFIGURABILITA' E FLESSIBILITA' DI IMPIEGHI



Detettore DR ad alta risoluzione wireless autotrigger disponibili in diverse tipologie, nei formati (43x43, 35x43 e 24x30). Un software potente ed esclusivo consente di acquisire ed elaborare immagini ben contrastate, di altissima qualità e ricche di informazioni diagnostiche.



APPLICAZIONE TECNOLOGIE SPECIALI SRL

Via A. Volta, 10 – 24060 TORRE DE' ROVERI (BG) - ITALY

Tel +39.035584311 – Fax +39.035580220

e-mail : sales@atsmed.it - www.atsmed.it