


Matrix *dr*

X RAY SYSTEM



MatriX dr X RAY SYSTEM

Dimensional Data - Dati Dimensionali



Measures in millimeters - Misure espresse in millimetri

MatriX dr X RAY SYSTEM



MatriX dr

DIGITAL POWER FOR MAX FREEDOM

MatriX dr is the digital unit of the "Matrix" series; with a 19" touch panel for instant preview of the acquisitions.

MatriX dr

POTENZA DIGITALE PER LA MASSIMA LIBERTA'

MatriX dr e' l'unita' digitale della serie Matrix; monitor touch da 19 pollici per la visualizzazione immediata delle immagini acquisite.

Operating Methods

Two-Points technique with selections of kV and mAs or Three-Points technique with selection of kV, mA and mS. All selected values are displayed on the touch screen.

Tecniche Radiologiche

Tecnica radiologica a due punti con scelta di kV e mAs o tecnica radiologica a tre punti con scelta di kV, mA e ms. Tutti i valori selezionati sono visualizzati sul display touch screen.

Computer

The computer is developed to manage software and parameters of the generator.

Computer

Il computer e' sviluppato per gestire il software ed i parametri del generatore.

Instant Images

Thanks to the high-resolution touch panel, images can be viewed immediately for appropriate control and post-processing.

Visualizzazione istantanea

Grazie al pannello touch ad alta risoluzione le immagini sono disponibili immediatamente per opportuno controllo ed eventuale post elaborazione.



Flat Panel Detector

High range of flat panel detectors available.

Pannelli Digitali

Ampia gamma di pannelli disponibili.

Specs in brief - Specifiche in breve

MatriX dr

X RAY SYSTEM

Power (kW)	32
kV Range (kV)	40-125
mAs Range (mAs)	0,2-220 ⁽¹⁾
Focal Spot (mm)	0,6-1,3
Therm. Cap. (kJ-kHU)	900-1224
Unit Max Current (mA)	400

(1) 320 mAs as optional on demand - 320mAs optional su richiesta

