

ACS

primo-W



Sistema portatile per acquisizione digitale
con pannello wireless e software primo-W

Innovativo ed avanzato sistema portatile per radiografie digitali con detettore DR e software primo-W

Ideale per digitalizzare unità radiografiche mobili esistenti, in radiologia domiciliare, strutture campali e protezione civile.

Possibilità di utilizzo del detettore anche su diagnostiche troco radiografiche o telecomandate

Totale assenza di interfacce elettro meccaniche, ogni connessione è wireless




RIVELATORE

Dimensione pixel	148µm
Matrice immagine	2400x2880pixel
Dimensione	385x459x155mm
Peso	2.8Kg



- Console di acquisizione ed elaborazione immagini tipo Touch Computer, con larga autonomia, leggerissima ad elevatissimo standard tecnologico.
- Ergonomia estrema, esecuzione dell'esame in pochissimi "Touch".
- Detettore "Flat Panel" wireless ed auto trigger formato cassetta radiografica 35x43.



Condizione di lavoro più confortevoli per gli operatori e maggiore economicità complessiva grazie alla console portatile e all'eliminazione delle cassette CR



APPLICAZIONE TECNOLOGIE SPECIALI SRL

Via A. Volta, 10 - 24060 TORRE DE' ROVERI (BG) - ITALY

Tel +39.035584311 - Fax +39.035580220

e-mail : sales@atsmed.it - www.atsmed.it