




VILLA
SISTEMI
MEDICALI

SISTEMI
RADIOLOGICI

Teleradiografi

La tradizione radiologica



Teleradiografi

Praticità e affidabilità nell'impiego radiologico intensivo



Robustezza e praticità di impiego sono da sempre elementi caratterizzanti della produzione Villa Sistemi Medicali. Tali caratteristiche sono ben evidenti nella serie di Teleradiografi Villa Sistemi Medicali che sono stati sviluppati per garantire volumi di esami elevati.

La gamma dei dispositivi Villa Sistemi Medicali comprende le seguenti versioni:

- **Versione standard** con potter 35x43 per l'esecuzione di esami di routine al torace.

- **Versione 40x90** con potter di grande formato (40x90 cm) per permettere l'esecuzione di esami alla colonna vertebrale completa.
- **Versione orientabile** con potter 35x43 con angolazione variabile (-20°/+90°) per l'esecuzione di particolari proiezioni del cranio e degli arti superiori.

Gli apparecchi possono essere completati con interessanti opzioni come la pedana porta-paziente motorizzata per esami degli arti inferiori, porta-cassette esterni in diversi formati per esami senza griglia, cefalostato per esami al cranio, camere di misura per esposimetro automatico.



E' inoltre possibile scegliere il fissaggio a muro o a pavimento per un ottimale sfruttamento degli spazi.

Villa Sistemi Medicali: una grande esperienza al servizio del Cliente



Villa Sistemi Medicali Spa
 20090 Buccinasco (Mi) Italy
 Via delle Azalee, 3
 Tel. +39 02 48859.1
 Fax +39 02 4881.844
 www.villasm.com
 vsminfo@villasm.com

Villa Radiology Systems
 91 Willenbrock Rd. B-1
 Oxford, CT 06478 - USA
 Tel. +1 203 262 8836
 www.villaus.com

